

IALIDRA®

Beauty In Each Detail



- LÈVRES HYDRATÉES ET ROSÉES
- SANS INJECTIONS ET SANS VOLUME

IALIDRA® *Sweetlips*

Lip Skinbooster Régénérant & Hydratant



N°1

DES LIP BOOSTERS POUR DES
LÈVRES HYDRATÉES, DOUCES
ET NATURELLEMENT ROSÉES.


IALIDRA® Sweetlips

LES LÈVRES : UNE BARRIÈRE CUTANÉE UNIQUE ET FRAGILE²

Peau du visage

VS

Peau des lèvres



LE VERMILION LABIAL SE CARACTÉRISE PAR :

- Un épiderme extrêmement fin
- Une barrière cutanée fragile
- Une absence de glandes sébacées
- Une perte en eau transépidermique élevée (TEWL)


➔ CES CARACTÉRISTIQUES FAVORISENT :



Sécheresse chronique



Ridules précoces



Perte de texture




Altération de l'éclat naturel

CONSÉQUENCE CLINIQUE :

Une perte en eau transépidermique (TEWL) significativement plus élevée.

Les lèvres peuvent perdre jusqu'à 3 à 5 fois plus d'eau que la peau du visage, favorisant sécheresse, ridules précoces et altération de la qualité labiale¹.



¹ Kobayashi H, Tagami H. Functional properties of the surface of the vermillion border of the lips are different from those of the facial skin. British Journal of Dermatology.

² Oral Health Group – Lips histology

IALIDRA® Sweetlips

APPROCHE BIOLOGIQUE DE LA QUALITÉ LABIALE

QU'EST-CE QUE *Sweetlips* ?

SweetLips est un lip skinbooster spécifiquement développé pour améliorer la qualité biologique des lèvres sans effet de volumisation.

Sa formulation associe des actifs hydratants, régénérants et revitalisants afin de répondre aux particularités physiologiques du vermillon labial.

FORMULATION ACTIVE DU *Sweetlips*

ACIDE HYALURONIQUE

Favorise la rétention hydrique et améliore la souplesse tissulaire³

COLLAGÈNE

Participe au soutien structurel et à la qualité dermique⁴



ACIDES AMINÉS

Participation à la régénération et au renouvellement cellulaire.

VITAMINE B12

Revitalisation du vermillon et réactivation la couleur rosée naturelle.


RÉSULTATS CLINIQUES OBSERVÉS

- 1 Hydratation intense sans effet volumateur excessif
- 2 Texture homogène & lèvres plus souples
- 3 Atténuation des ridules superficielles
- 4 Qualité du vermillon améliorée
- 5 Teinte rosée naturelle pendant 3 à 4 jours


INDICATIONS



Lèvres sèches ou déshydratées



Vieillessement labial précoce



Entretien post-fillers

³ Papakonstantinou et al., Hyaluronic acid: a key molecule in skin aging

⁴ Shoulders MD, Raines RT. Collagen structure and stability


IALIDRA® Sweetlips

PRÉSENTATION DU PRODUIT

2 Flacons de 5 ml → Équivalent à 10 traitements



PROTOCOLE



TECHNIQUE D'APPLICATION

Microneedling labial

(profondeur de 1,5 à 2 mm, technique point par point)



RÉSULTATS SWEETLIPS

HYDRATATION

Lèvres plus souples et confortables..

ÉCLAT

Couleur rose naturelle ravivée.

TEXTURE

Amélioration de l'homogénéité du vermillon

QUALITÉ LABIALE

Effet naturel sans surcharge volumétrique.



Après

Avant



Après

Avant

